

# RAYOS X SR-8100S

See the future  
**SIUI**



## **RX SR-8100S:**

Es un equipo de Rayos X integrado con generador de alto voltaje, tubo marca TOSHIBA, colimador y batería.


Incluye una cinta métrica de 2m. y láser de posicionamiento rápido de 1 metro que facilita a los usuarios medir el SID y el grosor del cuerpo del paciente.

Brazo giratorio de 360° con soporte multifunciones para cumplir con todos los requerimientos que exigen las diferentes técnicas.

Panel multifuncional con selección de condición de exposición, función APR, ajustes de sistema, etc.

# Parámetros:

Voltaje máximo del tubo	100 kV
mAs	50
Tamaño del foco	1.2 mm x 1.2 mm
Batería con tiempo de recarga	3 hrs
Capacidad de autonomía	300 disparos (con batería)
Tubo de Rayos X	TOSHIBA
Pantalla	Táctil de 7"
Protecciones incorporadas	20
Peso	12 kg
Brazo giratorio	360° (con soporte multifunciones)





## RAYOS X SR-8100S



Prosméd S.A de C.V  
Prosméd Oficial  
[www.prosméd.com.mx](http://www.prosméd.com.mx)  
Teléfonos locales  
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



---

Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos  
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240  
Naucalpan, Estado de México.