

# Notebook




## Características:



**Pantalla LCD**  
Resolución de 10,1"



**Bateria**  
Desmontable



**Tamaño**  
(2x17x25 cm)



**1 kg**  
Peso ligero


El mejor equipo portátil, con un peso ultraligero, con batería desmontable, todo un ultrasonido del tamaño de una notebook!

- Ranura para tarjeta SD
- Software medidas generales, obstétrico, cardiaco.
- Modo de imagen B, B/B, B/M, M, 4B
- Escala de grises 256 tonos y 4 curvas gamma
- Memoria de almacenamiento de 1024 imágenes.
- Cineloop de 192 cuadros


# Manejo de imagen

- Ajuste focal
- Línea guía de punción
- Ganancia total ajustable
- Información del estudio personalizable
- Formatos BMP y DICOM
- Rango dinámico de 30-75
- Dos puertos USB
- Colorimetría
- 35 bodymarks





**Modo B**



**Modo 2B**



**Modo BM**



**Modo M**



**Modo 4B**

Prosmed S.A de C.V  
Prosmed Oficial  
[www.prosmed.com.mx](http://www.prosmed.com.mx)  
Telefonos locales  
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96