

CONTECT ECG300G- VET



VET

Accesorios:

Estandar

1. Cable de plomo 1 pieza.
 2. Pinza de electrodo de la extremidad 1 juego.
 3. Papel de registro 1 rollo.
 4. Cable de alimentación 1 pieza.
 5. Cable de conexión a tierra 1 pieza.
 6. Manual del usuario 1 pieza
- Opcional: 1 Bolsa



CONTECT ECG300G- VET

Descripción:



ECG300G es un electrocardiógrafo de tres canales que toma señales de ECG simultáneamente e imprime la forma de onda de ECG con sistema de impresión térmica, que presenta, graba y muestra la forma de onda de ECG en modo manual o automático, indicaciones para "Sin carga" y "Falta de papel". Interfáz de múltiples idiomas, compatible con CA y CC para la fuente de alimentación, cable de ritmo opcional que es conveniente para la observación de la frecuencia cardíaca anormal, gestión de base de datos de casos, etc.

CONTECT ECG300G- VET

Características:



Muestreo sincronizado, procesador de señales digitales, obtiene una forma de onda de ECG de mejor calidad gracias a las señales de ECG Filtrado a través del filtro de frecuencia de potencia, filtro de línea de base y filtro EMG.

Muestra una forma de onda de ECG de 3/6/12 derivaciones, y estados de modo de impresión, sensibilidad, velocidad de papel, filtro, etc. En una pantalla, conveniente para el diagnóstico por contraste.

La longitud de la forma de onda se puede ajustar y la función de impresión de temporización está disponible, lo que satisface la necesidad de diferentes aplicaciones.

El memorizador de alta capacidad incorporado puede almacenar hasta 1000 cajas, lo cual es conveniente para la revisión y estadística del médico.

Los idiomas de la interfaz incluyen: chino, inglés, español, turco, polaco, italiano, francés, alemán, portugués, kazak tili, ruso, ucraniano, serbio y esloveno. También los informes se pueden imprimir en todos los idiomas anteriores.



VENTAJAS

Soporte AC y DC

Batería de litio recargable incorporada.

Pequeño en volumen.

Ligero en peso.

Fácil de transportar.

DIMENSIONES

Largo: 315mm (L)

Ancho: 215mm (W)

Alto: 77mm (H)

Peso: 1,6 kg

AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO

Temperatura: 40-55

Humidity Humedad relativa: = ó <95%

Presión atmosférica: 500hPa 1060hPa

ENTORNO DE TRABAJO

Temperatura: 5°C -40°C

Humedad relativa: 25% -95%
(sin condensación)

Presión atmosférica: 700hPa 1060hPa

Prosmed S.A de C.V
Prosmed Oficial
www.prosmed.com.mx
Teléfonos locales
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240
Naucalpan, Estado de México.