

EBIT 60 CHISON



Descripción:



Portatil, potente, con diseño ergonómico y tecnologías avanzadas.



Detección adaptativa del color Q-flow, que ajusta automáticamente la evaluación de la señal del color y el ruido.



Elastografía, que muestra la rigidez del tejido en el tiempo real.



Q-beam, que duplica el volumen de la señal, aumentando la velocidad de fotogramas, de gran utilidad para evaluar organos en movimiento.



Sus tecnologías incluyen la imagen armónica FHI, aumentando la resolución sin perder penetración.



X-contrast, que ajusta la resolución del contraste a tres niveles.



El paquete cardíaco avanzado incluye CW, TDI, trazado semiautomático, índice de Tei y PISA. El paquete incluye tecnologías de estudios 4D y 5D (VirtualHD)

EBit60

Especificaciones:

Aplicaciones clínicas
amplias:

Reproducción, Tendón, Abdomen, Tejidos blandos, Cardiología avanzada.

Modos de imagen:

B, B/M, M, 2B, 4B, 2D Steer, CFM Mode, CPA, Mode, DFD Mode, PW, B/BC, Triplex Mode, CW Mode, TDI, Color M, Trapezoidal Mode, ECG, Super Needle.

4D / 5D (Virtual HD)

Sí aplica

Diseño de teclado retroiluminado:

Sí aplica

Puertos duales de transductor:

Sí aplica

Conexiones:

USB, BNC, S-VIDEO, VGA, Ethernet.

Batería recargable integrada:

Sí aplica

Disco Duro:

500 Gb

Pantalla LED de 19"

(0 - 30° inclinado)

Peso ligero:

(7.5 Kg)



CHISON

EBIT 60

Prosméd S.A de C.V
Prosméd Oficial
www.prosméd.com.mx
Teléfonos locales
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240
Naucalpan, Estado de México.