

# ELECTROCIRUGÍA DE 400 WATTS RES-3A



## ELECTROCIRUGÍA DE 400 WATTS

# Características:

Potencia máxima de trabajo:	<b>400 Watts</b>
Regulable desde:	<b>200 W a 400 W</b>
Diversos tipos de:	<b>Corte y coagulación</b>
Modos de trabajo:	<b>Bipolar y monopolar</b>
Función de compensación:	<b>Automática</b>





## ELECTROCIRUGÍA DE 400 WATTS


### Lapíz de corte y coagulación



### Pinzas bipolares



### Pedales



Prosmed S.A de C.V  
Prosmed Oficial  
[www.prosmed.com.mx](http://www.prosmed.com.mx)  
Teléfonos locales  
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



---

Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos  
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240  
Naucalpan, Estado de México.