

ELECTROCIRUGÍA DE 100 WATTS



Dimensiones de equipo: **24 x 26 x 10cm**

Dimensiones de paquete: **28 x 43 x 28cm**

Peso del paquete: **8Kg**

ELECTROCIRUGÍA DE 100 WATTS

Características:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Rango de temperatura de trabajo: | 5°C / 40°C |
| Rango de presión atmosférica: | 86/ -106Kpa |
| Línea de voltaje: | 110/220V |
| Línea de frecuencia: | 50 / 60KHz |
| Frecuencia de salida: | 512 KH |

Lapíz de corte y coagulación



Electro Asa Diatérmica





ELECTROCIRUGÍA DE 100 WATTS

Pedales



Prosmed S.A de C.V
Prosmed Oficial
www.prosmed.com.mx
Teléfonos locales
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240
Naucalpan, Estado de México.