



ECO 3 EXPERT

CHISON



DESCRIPCIÓN

Características:

Imagen mejorada

- Doppler color
- PW Automático
- Modo visualización de pantalla completa
- AIO automática imagen optimizada



Económico

- Chip de plataforma
- Calidad de imagen a menor precio
- Tarjeta de memoria Ai




Ergonómico

- Led giratorio (0-30) para diferentes ángulos de visión
- Ultra compacto



Eco Friendly

- Respetuoso con el medio ambiente
- Menos consumo de energía
- Mejor batería 2.5 horas



Especificaciones

Aplicaciones	Abdomen, obstetricia, ginecología, vascular, partes pequeñas (Mama, Testículos, Tiroides) Músculo esquelético convencional superficial, pediátrico, aplicaciones cardiacas
Técnicas de imagen	Imagen, SRA, Imagen compuesta, THL (7.5kg)
Modos de visualización:	B, B/B, 4B, M, B/M, PW.
Escala de grises	256 niveles
Profundidad de exploración	2.5MHz - 11.0 MHz (depende de la sonda)
Ine loop	256 frames
Zoom	4 pasos

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 2 conectores de sonda
- Fácil de usar e intuitivo gracias a las diversas funciones
- Administrador de datos intuitivo: Todas las fotos e informes se pueden guardar a través de digitalización visible en el ordenador y se exporta en formato JPG y PDF
- Memoria: 8G de memoria interna; el back up de los datos puede realizarse en un soporte externo USB o PC
- Batería recargable integrada de litio BT-2500 (duración 2,5 h.)




Monitor

- Monitor 12" a LED a alta resolución
- Resolución: 1024X768
- Opción Full screen
- Ergonómico de 0 a 30° para tener diferentes ángulos de visión

Aplicaciones:

Abdominal
Cardiología (solo morfología)
Obstetricia/ginecología
Urología
Vascular
Zonas pequeñas
Pediatria



Prosméd S.A de C.V
Prosméd Oficial
www.prosméd.com.mx
Teléfonos locales
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240
Naucalpan, Estado de México.