



ECO 3 PRO

CHISON



DESCRIPCIÓN

Características:

Imagen mejorada

- PW Automático
- Modo visualización de pantalla completa
- AIO automática imagen optimizada



Económico

- Chip de plataforma
- Calidad de imagen a menor precio
- Tarjeta de memoria Ai
- Disco duro 320G




Ergonómico

- Led giratorio (0-30) para diferentes ángulos de visión
- Ultra compacto



Eco Friendly

- Respetuoso con el medio ambiente
- Menos consumo de energía
- Mejor batería 2.5 horas



Especificaciones

Aplicaciones	Abdomen, obstetricia, ginecología, vascular, partes pequeñas (mama, testículos, tiroides), músculo esquelético convencional superficial , pediátrico, aplicaciones cardiacas.
Técnicas de imagen	Imágenes compuestas, i-image, SRA, THL
Modos de visualización:	B, B/B, 4B, M, B/M, PW.
Escala de grises	256 niveles
Profundidad de exploración	2.5MHz - 11.0 MHz (depende de la sonda)
Ine loop	256 frames
Zoom	4 pasos



EXCELENTE
CALIDAD DE IMAGEN



Monitor

- Monitor 12" a LED a alta resolución
- Resolución: 1024X768
- Opción Full screen
- Ergonómico de 0 a 30° para tener diferentes ángulos de visión

Aplicaciones:

Abdominal

Cardiología (solo morfología)


Obstetricia/ginecología

Urología

Vascular

Zonas pequeñas

Pediatría



Prosméd S.A de C.V
Prosméd Oficial
www.prosméd.com.mx
Teléfonos locales
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240
Naucalpan, Estado de México.