



TRANSDUCTOR WI-FI CONVEXO / LINEAL



DESCRIPCIÓN

El Escáner de ultrasonido inalámbrico de doble cabeza a color es un revolucionario escáner de ultrasonido inalámbrico a color.

Tiene dos cabezas, por lo tanto, lo hace más práctico y más asequible que comprar dos sondas separadas de un solo cabezal.

El lado lineal del Doppler le permite evaluar las partes más superficiales del cuerpo, mientras que la parte convexa se usa para exámenes en profundidad

- Se puede conectar a una tableta o teléfono inteligente.
- Batería incorporada y reemplazable.
- Tecnología de imagen digital avanzada, imagen clara.
- Alta rentabilidad.
- Conectividad inalámbrica, fácil de operar.
- Pequeño y ligero, fácil de transportar.
- Útil en emergencias (exámenes FAST), clínicas, interiores, exteriores, inspecciones veterinarias, ginecología, oncología, cardio vascular; ecografía cardíaca focalizada (FOCUS) y ecografía abdominal y uso personal.
- Plataforma de terminal inteligente, potentes funciones de expansión en aplicaciones, almacenamiento, comunicación e impresión.
- Mide distancia, área, obstetricia.



Especificaciones

- Sistema de soporte: Apple iOS y Android. Tableta o teléfono inteligente. (Sistema de Windows próximamente).
- Modo de visualización: B + Color, B + PDI, B + PW.
- Ajuste de imagen: ganancia, enfoque, armónico, denoise 182 elementos
- Función de asistencia de punción: la función de la línea de guía de punción en el plano, la línea de guía de punción fuera del plano, la medición automática de los vasos sanguíneos y la función de mejora del desarrollo de la punta de la aguja.
- Imagen en escala de grises: 256 niveles.
- Pseudo color: 8 tipos.
- Almacenamiento de imágenes: potentes funciones de expansión en dispositivos de aplicación, comunicación, impresión y almacenamiento utilizados por los clientes (teléfonos móviles, Tablet PC).
- Medida: distancia, área, obstetricia y otros.
- Potencia: batería incorporada.
- Consumo de energía: 10W (descongelar) / 4W (congelar).
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas.
- Dimensión: 156 mm x 60 mm x 20 mm.
- Tamaño: 104 mm * 50 mm * 22 mm.
- Peso: 308 gramos.
- Tipo de wifi: 802.11g / 20MHZ / 2.4G.
- Sistema de suministro de software: Apple iOS y Android. Tableta o teléfono inteligente. (Sistema de Windows próximamente).
- Velocidad de fotogramas de la imagen: 12 f / s.



Prosméd S.A de C.V
Prosméd Oficial
www.prosméd.com.mx
Teléfonos locales
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240
Naucalpan, Estado de México.