

# OXÍMETRO CMS60D



## OXÍMETRO CMS60D

# Características:

Oxímetro de pulso CMS60D-VET: Tecnología de oxihemoglobina fotoeléctrica se adapta con la tecnología de escaner y registro de capacidad. Puede usarse para medir la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso a través de la lengua del animal sucesivamente.

Pequeño, ligero y ultra portátil.

Menú de operación para el ajuste de la función.

Visualización del valor del SpO<sub>2</sub>.

Visualización del valor del pulso.

Visualización del gráfico de barras.

Indicación de sonido de pulso.

Función de revisión.

Función de reloj.

Límites de exceso de datos medidos.

Indicación de bajo voltaje.

Los datos de almacenamiento se pueden cargar en las computadoras.

Los datos de tiempo real se pueden transmitir a las computadoras.

Conectado con una sonda externa de oxímetro.

Manual de usuario estándar A.

Línea de datos.

Disco (software de PC)

Sonda de oxímetro para animales.

(pequeñas especies)

Características físicas:

Dimensión: 110 (L) x 60(W) mm x 23 (h) mm

Peso: Aproximadamente 120g (con batería seca 2AA, no incluidas)



**Modo de visualización: 1.8" Pantalla OLED en color**

**Resolución de pantalla: 160\* 128**

**Rango de medición de SpO: 0% - 100% (la resolución es 1%)**

**Precisión: 70% - 100% + - 2% (seleccione más grande)**

**Rendimiento de medición en condiciones de llenado débil. La SpO2 y la frecuencia de pulsado se pueden mostrar correctamente cuando la relación de llenado de pulso es de 0.4% el error de SpO2 es de + - 4%, el error de frecuencia de pulso es de 2 + - bmp o + - 2% (seleccione la más grande)**

**Resistencia a la luz circundante: la desviación entre valor medida en condiciones de luz artificial o luz natural interior y la de un cuarto oscuro es menor que + - 1%.**

**Consumo de energía: menos de 100mA.**

**Voltaje: DC 2.6V~3.6V**

**Fuente de alimentación: Batería seca (2AA)**

**Hora de trabajo de la batería: El número teórico es de 44 horas.**

**Tipo de seguridad: Batería inferior, Tipo BF.**

Prosmed S.A de C.V  
Prosmed Oficial  
[www.prosmed.com.mx](http://www.prosmed.com.mx)  
Teléfonos locales  
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96



Avenida de los Alcanfores #001A, esquina con Ebanos  
Col. Jardines de San Mateo, CP 53240  
Naucalpan, Estado de México.