

RAYOS X SIUI SR-8100

See the future
SIUI
Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.



Equipo de Rayos X integrado con generador de alto voltaje, tubo de Rayos X, colimador y batería.

Su alta calidad de imagen a bajas dosis y portabilidad permiten su uso en gran variedad de aplicaciones, y la imagen se puede obtener a través de diversos dispositivos como lo son el Flat Panel (DR), el CR o la película convencional.

Construido con cinta métrica de 2m. y láser de posicionamiento rápido de 1 metro que facilita a los usuarios medir el SID y el grosor del cuerpo del paciente.

- Brazo giratorio de 360° con soporte multifunciones para cumplir con todos los requerimientos que exigen las diferentes técnicas.

- Panel multifuncional con selección de condición de exposición, función APR, ajustes de sistema, etc.



Rayos X SIUI SR-8100

Especificaciones:

- Voltaje máximo del tubo: 100 kV.
 - 50 mAs
- Tamaño del foco: 1.2 mm x 1.2 mm.
- Batería con tiempo de recarga de 3 horas.
- Capacidad de autonomía con Batería: 300 disparos.
 - Tubo de Rayos X marca: TOSHIBA.
- Pantalla Táctil de 7" que simplifica el trabajo.
 - Con más de 20 protecciones incorporadas.
- Función de auto-diagnóstico y cuerpo de alta resistencia.
 - Ligero (12 Kg).
 - Incluye cinta métrica 2 mts.
- Láser de posicionamiento rápido de 1 metro.
- Brazo giratorio de 360° con soporte multifunciones.
- Panel con selección de condición de exposición, función APR, ajustes de sistemas.
 - Tamaño compacto y de gran potencia.
 - Imagen sobresaliente y estable.



Prosmed S.A de C.V
Prosmed Oficial
www.prosmed.com.mx
Teléfonos locales
55 53 99 19 59 55 55 27 56 96